

Millipore RiOs 5/8/16 系统维护方案

RiOs 5/8/16 系统简介:

Millipore RiOs 5/8/16 纯水系统是密理博公司的一款小型实验室 II 级纯水系统，该系统融合的反渗透，EDI 等先进的实验室水纯化技术，可以产出符合实验室使用的分析级纯水。



例如更换全套 RiOs 5/8/16 系统的瑞枫密理博兼容耗材，1 年大约最多可以为您节省 4823 元。如需详细维护方案可致电 400-690-0090。

RiOs 5/8/16 的技术指标:

产水量 5L/ hour, 8L/ hour, 16L/ hour

污染物	截流率	通道
离子, %	94-99	1-6
有机物, %	≧99	≦1
颗粒物, %	≧99	≦1
微生物, %	≧99	≦1

Millipore RiOs 5/8/16 纯水系统常用的耗材及备件单:

Millipore RiOs 5/8/16 常用耗材	*耗材大约使用周期
接自来水的预过滤芯	2-3 周
反渗透膜前的预处理柱	6-9 个月
反渗透膜 (RO 膜)	2-3 年

* 此数据仅为经验推荐数据，由于各地区的水质差别比较大，具体的耗材使用周期需要根据当地水质及用水量来确定。

瑞枫公司简介:

瑞枫公司自主研发并生产出的密理博实验室纯水设备系列兼容耗材填补了国内空白并达到国际先进水平，从而确立了公司在行业内的竞争优势，成为全球品种最为齐全的密理博纯水兼容耗材供应商。

上海瑞枫生物科技有限公司
 地址：上海市双柏路 888 号 8 号楼 4 楼 (201108)
 电话：021-24284200 传真：021-34634005
 www.rephile.com

Millipore RiOs 5/8/16 系统维护方案

瑞枫产品及密理博产品价格报价如下：

瑞枫产品	产品描述	对应密理博产品	瑞枫价格	密理博价格	节省
LABPA0112	聚丙烯深层过滤柱, 10 英寸 1 μ m,12/包装		280		
LABPA1012	聚丙烯深层过滤柱, 10 英寸 10 μ m,12/包装		280		
LABAC1012	活性炭过滤柱, 10 英寸, 12/包装		420		
RR400CP01	RephiDuo P Pack 2 预纯化柱(R0 前)	PROG00002	1600	3199	1599
RR400NP01	RephiDuo P Pack 2 预纯化柱(适合于软水地区)	PROG0NP02	1600	3095	1495
RAR000201	RO 膜组件, 1/ PK, 用于 Rios 5	CDRC00201	3600	5213	1613
RAR060201	RO 膜组件, 1/ PK, 用于 RiOs 8	CDRC60201	3600	5992	2392
RAR060202	RO 膜组件, 2/ PK, 用于 RiOs 16	CDRC60202	6280	11153	4873
265010601	紫外灯 254 nm	ZLXUVLP01	1300	2015	715
RATANKVN2	水箱空气过滤器	TANKMPK02	490	759	269
RASP136	RO 增压泵, 36VDC (RiOs/Elix)	ZF3000000	3600	9,969	6369